

## Le système de sommeil évolutif selon vos besoins

- Évolutif du niveau IV à la PSG complète de niveau I
- Enregistrement pendant plusieurs nuits dans le cadre d'études HST
- Écran LCD pour appareillage du patient, contrôle de la qualité du signal et affichage des courbes
- Démarrage automatique du biocapteur
- Logiciel RemLogic inclus
- Microphone de haute qualité (en option)
- Le proxy TX ajoute une interface sans fil pour les appareils CC

### Embletta MPR

- Débit nasal
- SpO<sub>2</sub>
- Position
- Activité
- Microphone (en option)



### Embletta MPR PG

- Effort abdominal
- Effort thoracique
- Débit nasal
- Ronflements
- SpO<sub>2</sub>
- Rythme cardiaque
- 1 x ExG
- Position
- Activité
- 1 x canal CC
- Microphone (en option)



### Proxy ST

- 2 EEG
- 2 EOG
- EMG bipolaire du menton
- ECG
- 2 x EMG jambe



### Proxy ST+

- 6 EEG
- 2 EOG
- EMG tripolaire du menton
- ECG
- 2 x EMG jambe



### Proxy TX

- Pression différentielle
- 6 x CC (-5/+5 V),
- Lumière ambiante
- Capacité d'enregistrement de données de débit/pression/fuite à partir de divers dispositifs de thérapie ResMed

