



## Umfangreiche, flexible und sichere Schlafdiagnostik-Software

### Was gibt es Neues in SleepWorks?

- Unterstützung für Windows® 10
- Neue Hardware-Plattform
- Verbesserte zentrale Verwaltungsfunktionen
- Automatisierte Beobachtungsnotizen
- Import und Export mittels EDF/EDF+

Natus SleepWorks ist eine umfangreiche, flexible Schlafdiagnostik-Lösung mit hoher Cyber-Sicherheit, die die Einrichtung, Erfassung, Auswertung, Analyse und Berichterstellung von umfassenden Schlafuntersuchungen erleichtert. SleepWorks ist ein komplettes Diagnostikpaket mit erweiterter KIS/EMR-Integration und unübertroffener Zuverlässigkeit, das die Anforderungen von Privatpraxen, Schlafkliniken, Krankenhäusern oder akademischen Gesundheitszentren erfüllt.

### Verbesserung der Arbeitsabläufe für Schlafuntersuchungen

- Laufende Untersuchungsparameter im Mittelpunkt der Ansicht in einem konfigurierbaren Heads-Up-Display
- Konfigurierbare Beobachtungsnotizen ermöglichen die Automatisierung von technischen Anmerkungen mithilfe von benutzerdefinierten Formularfeldern und flexibler Berichterstellung
- Analyse und Auswertung laufender Untersuchungen, einschließlich Video
- Einfache Erfassung der PAP-Behandlungs- und zusätzlicher O<sub>2</sub>-Werte unter Verwendung benutzerdefinierter Therapietypen, die Titration und Berichterstellung vereinfachen

### Intuitive klinische Erfahrung

- Leistungsstarke Möglichkeiten für die Erkennung, Trenderstellung und Analyse von Ereignissen mithilfe von voll synchronisiertem HD-Video
- Aufzeichnung von Daten direkt auf einem Server und Zugriff auf Untersuchungen von einer beliebigen vernetzten Station aus
- Reduzierung der Größe archivierter Dateien mithilfe von fortschrittlichen Markierungs- und Schneidfunktionen
- Verwendung der Natus-Datenbank zur schnellen Suche von Patientenuntersuchungen basierend auf einer Vielzahl von benutzerdefinierten Parametern



## SleepWorks bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und fehlerunanfällige verteilte Vernetzungslösungen

### Robuste Sicherheitsmerkmale

- Erfüllung der HIPAA-Anforderungen durch zusätzliche XLSecurity-Sicherheitsebene
- Definition des Zugriffs auf Funktionen, Untersuchungen und Programme basierend auf der Berechtigungsebene von Benutzern oder Rollen
- Automatisierte Wiederherstellung nach Netzausfall
- Unterstützung von Microsoft® BitLocker® zur Laufwerk-Verschlüsselung

### Site-Management-Tools zur Steigerung der Produktivität

- Verbesserte Sicherheitsmerkmale durch Integration mit Active Directory
- Cachesystem für Zugangsdaten
- Automatisierte standortweite Softwareimplementierung mit optionaler Cerebrum Enterprise Lösung

## Neue bahnbrechende Hardware-Plattform vereint langjährige Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Technologie

Die neue Hardware-Plattform von Natus basiert auf einem reichen Erfahrungsschatz unter Einbeziehung unserer führenden Marken im Bereich der Schlafdiagnostik. Die Verstärker bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Breakout-Box und einem wand- oder wagenmontierten universellen Natus-Basisgerät.

### Merkmale der Breakout-Box

- Kleine, robuste und leichte Verstärker
- Spannungsversorgte Sensoreingänge
- Integrierter Drucksensor
- Eingebautes Pulsoximeter
- Bis zu 103 Kanäle

### Merkmale des Natus-Basisgeräts

- Touchscreen-Display zur Interaktion mit laufenden Untersuchungen in Echtzeit
- Visuelle Impedanzprüfung und Hinzufügen von Anmerkungen
- Durchführung von Bio-Kalibrierungen im Patientenzimmer
- Universelle Kompatibilität mit zahlreichen Breakout-Boxen von Natus EEG/PSG-Verstärkern

## Kompletter Bereich von leistungsstarken Verstärkern



Standardmäßige Schlafuntersuchungen mittels **Embla® SDx**



Erweiterte Neurologie-/Schlafdiagnostik-Überwachung mittels **Embla® NDx**



**Embletta® MPR PG**

Jetzt mit dem skalierbaren **Embletta MPR** Schlafuntersuchungssystem integriert

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

**Natus Europe GmbH**

**Tel: +49 (0)89 262 027 976**

**verkauf@natus.com**

## Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. **025447 RevB1**

**natus**

Natus Medical Incorporated

**natus.com**