



Un logiciel de diagnostic du sommeil complet, flexible et sécurisé

Nouveautés de SleepWorks

- Prise en charge de Windows® 10.
- Nouvelle plateforme matérielle.
- Fonctions améliorées de l'administrateur central.
- Notes d'observation automatisées.
- Importation et exportation EDF/EDF+.

SleepWorks de Natus est une solution de diagnostic du sommeil complète, flexible et sécurisée contre les cyberattaques qui simplifie la configuration, la collecte des données et leur consultation, l'analyse et la génération de rapports pour les études de sommeil exhaustives. Grâce à l'intégration des systèmes d'information hospitaliers (SIH/EMR) et à une fiabilité inégalable, SleepWorks est une solution de diagnostic complète conçue pour répondre aux besoins des cliniques, centres de sommeil, hôpitaux et centres médicaux universitaires.

Un meilleur workflow pour les études de sommeil

- Paramètres d'étude en cours au premier plan grâce à un affichage frontal configurable.
- Notes d'observation configurables – Automatisez vos notes techniques avec des champs de formulaire personnalisés et une génération de rapports flexible.
- Analyse et consultation des études en cours, y compris vidéo.
- Capture la pression positive expiratoire et les niveaux d'O₂ d'appoint en utilisant facilement des types de traitements personnalisables qui simplifient le titrage et la génération de rapports.

Une expérience clinique intuitive

- Puissante détection des événements, options de tendance et d'analyse avec vidéo HD entièrement synchronisée.
- Enregistrement des données directement sur un serveur et accès aux études à partir de tout poste de travail relié au réseau.
- Réduction de la taille des fichiers archivés grâce aux fonctionnalités avancées de coupure et d'extraction.
- Utilisation de la base de données Natus pour localiser rapidement des études patients d'après une variété de paramètres personnalisés.



SleepWorks offre une fiabilité inégalable et des solutions de mise en réseau distribuées tolérantes aux pannes

Solides caractéristiques de sécurité

- Répond aux exigences HIPAA via une couche XLSecurity supplémentaire.
- Permet de définir l'accès aux caractéristiques, aux études et aux programmes en fonction du rôle de l'utilisateur connecté.
- Permet une récupération automatisée de l'électricité.
- Prise en charge de BitLocker® Drive Encryption de Microsoft®.

Outils de gestion de site Internet pour une productivité accrue

- Caractéristiques de sécurité améliorées grâce à l'intégration de Active Directory.
- Système de cache des informations de connexion.
- Déploiement logiciel automatisé sur l'ensemble du site avec Cerebrum Enterprise Solution en option.

Une nouvelle plateforme matérielle d'avant-garde unissant fiabilité et technologie de pointe

La nouvelle plateforme matérielle de Natus s'inspire d'une longue tradition d'expertise ainsi que de nos meilleures marques en matériel pour études de sommeil. Les amplificateurs se composent de deux parties principales : une tête et une Natus Base Unit (unité de base Natus) universelle montée sur chariot ou au mur.

Caractéristiques de la tête

- Amplificateurs petits, robustes et légers.
- Entrées de capteur actives.
- Capteur de pression intégré.
- Oxymètre de pouls intégré.
- Jusqu'à 103 canaux.

Caractéristiques la Natus Base Unit

- Écran tactile permettant l'interaction en temps réel avec les études en cours.
- Vérification visuelle de l'impédance et ajout de notes.
- Bio-étalonnages dans la chambre du patient.
- Universellement compatible avec plusieurs contrôleurs d'amplificateur EEG/PSG de Natus.

Gamme complète d'amplificateurs puissants



Tests de sommeil standard avec **Embla SDx**



Monitoring avancé de neuro-sommeil avec **Embla NDx**



Maintenant intégré au système de sommeil modulable **Embletta MPR**

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+1-608-829-8500**

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. Réf. 025446B

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com